

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Fhl5モノクローナル抗体 - Q5Td97

商品番号: CM0008455



前書き

ヒトFHL5(ACT)に対する高親和性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。精子形成および精巣特異的転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL5 ウサギmAb
備考/別名	ACT; FHL-5; dJ393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
種	ヒト
GeneID	9457
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFHL5(NP_065228.4)のアミノ酸162-284に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5TD97
タンパク質分子量	33 kDa
配送方法	氷袋