

Wb、Elisa用抗Fhl5ウサギポリクローナル抗体 - Q5Td97

商品番号: CM0017070



前書き

ヒトFHL5（ACT）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのFHL5を検出します。精子形成およびCREM転写活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL5ウサギpAb
備考／別名	ACT; FHL-5; dJ393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
種	ヒト
GeneID	9457
免疫原	ヒトFHL5（NP_065228.4）のアミノ酸1〜284に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5TD97
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ