

## 抗Fibpウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P用） - O43427

商品番号: CM0025974

### 前書き

ヒトFIBP（酸性FGF細胞内結合タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IP、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。FGF1シグナル伝達および胚の左右差形成に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 製品名       | FIBP Rabbit pAb                                    |
| 略称・別名     | FGFIBP; FIBP-I; TROFAS; FIBP                       |
| 対象種       | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID（ヒト） | 9158                                               |
| 遺伝子ID     | 9158                                               |
| 免疫原       | ヒトFIBP（NP_004205.2）のアミノ酸1〜364番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                          |
| 応用用途      | WB、IHC-P、IP、ELISA                                  |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS     | O43427                                             |
| タンパク質分子量  | 42kDa                                              |
| 輸送方法      | 保冷剤                                                |