


ウェスタンブロット用 抗フィブリラリン ラビットモノクローナル抗体 - P22087

商品番号: CM0005659



前書き

ヒト フィブリラリン (FBL、34 kDa) を標的とするラビットモノクローナル抗体。W B、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核小体タンパク質およびrRNAメチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fibrillarin Rabbit mAb
備考/別名	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2091
GeneID	2091
免疫原	合成ペプチド：ヒト Fibrillarin/U3 RNP (NP_001427.2) のアミノ酸 111-210 内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22087
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋