


ウエスタンブロット、If/Icc、Ip、Elisa用 抗フィブリラリン/U3 Rnp ポリクローナル抗体 - P22087

商品番号: CM0017415



前書き

ヒトフィブリラリン/U3

RNPを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応性があり、核小体機能およびリボソーム生合成研究のための汎用性の高いツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブリラリン/U3 RNP ウサギ pAb
備考/別名	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2091
免疫原	ヒトフィブリラリン/U3 RNP (NP_001427.2) のアミノ酸100-321に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P22087
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ