


抗Fibrillarin/U3 Rnp

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用）- P22087

商品番号: CM0003045



前書き

ヒトFibrillarin/U3

RNPに対するウサギモノクローナル抗体（P22087）

。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです

。分子量34

kDaのタンパク質を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。核小体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fibrillarin/U3 RNP ウサギmAb
別名	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2091
遺伝子ID	2091
免疫原	合成ペプチド ヒトFibrillarin/U3 RNP (P22087) のアミノ酸222～321番領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P22087
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤