

抗フィブリノゲンA鎖（Fga）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P02671

商品番号: CM0018464



前書き

ヒトフィブリノゲンα鎖（FGA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。止血および血栓症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブリノゲンα鎖（FGA）ウサギpAb
備考／エイリアス	Fib2; フィブリノゲンα鎖（FGA）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2243
GeneID	2243
免疫原	ヒトフィブリノゲンα鎖（FGA）（NP_000499.1）のアミノ酸410-559に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02671
タンパク質分子量	95kDa
配送	保冷バッグ