

抗フィブリノゲンアルファ鎖（Fga）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P02671

商品番号: CM0002407

前書き

ヒトフィブリノゲンアルファ鎖（FGA）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。止血、血栓症、および血液凝固の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fibrinogen alpha chain (FGA) Rabbit mAb
備考/別名	Fib2; Fibrinogen alpha chain (FGA)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2243
遺伝子ID	2243
免疫原	ヒトフィブリノゲンアルファ鎖（FGA）(P02671)のアミノ酸700-800以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P02671
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋