

Anti-Fibroblast Activation Protein-A (Fap) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

商品番号: CM0024825



前書き

ヒトFAP（セプラーゼ、88 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ECMリモデリング、創傷治癒、腫瘍進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fibroblast activation protein-α (FAP) Rabbit pAb
備考/別名	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Fibroblast activation protein-α (FAP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2191
GeneID	2191
免疫原	ヒトFAP (NP_004451.2) のアミノ酸26-760に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋