

Wb、If/Icc、Elisa用 抗フィブロネクチン ポリクローナル抗体 - P02751

商品番号: CM0014537



前書き

ヒトフィブロネクチンに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA用。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞接着、運動性、細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブロネクチン ウサギ pAb
備考/別名	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2335
GeneID	2335
免疫原	ヒトフィブロネクチン (NP_002017.1) のアミノ酸2169-2355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02751
タンパク質分子量	272kDa
発送	保冷バッグ