

Wb、If/Icc、Elisa用 抗フィブロネクチン ポリクローナル抗体 - P11276

商品番号: CM0027822



前書き

フィブロネクチン (P11276)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。組換えタンパク質免疫原。細胞接着、線維症、創傷治癒の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブロネクチン ウサギ pAb
備考/別名	Fn; Fn-1; E330027I09
種	マウス
GeneID (ヒト)	2335
GeneID	14268
免疫原	マウスフィブロネクチン (NP_034363.1) のアミノ酸2205-2477に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11276
タンパク質分子量	273kDa
発送	保冷バッグ