

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗フィブロネクチンポリクローナル抗体 - P02751

商品番号: CM0018902



前書き

ヒトフィブロネクチン（FN1）に対するポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞接着および細胞外マトリックスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fibronectin Rabbit pAb
備考/別名	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2335
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02751
タンパク質分子量	272kDa
配送	アイスバッグ