

Wb、If/Icc、Elisa用 抗フィブロネクチン ウサギ モノクローナル抗体 - P02751

商品番号: CM0002015



前書き

フィブロネクチン ウサギ モノクローナル抗体
(P02751)

は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。多様な研究アプリケーションにおける細胞接着、創傷治癒、細胞外マトリックスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブロネクチン ウサギ mAb
備考/別名	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
種	ヒト
遺伝子ID	2335
免疫原	ヒトFN1 (P02751) のアミノ酸1-2477に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02751
タンパク質分子量	272kDa
発送方法	アイスバッグ