

抗フィブロネクチン ウサギモノクローナル抗体 Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa対応 - P02751

商品番号: CM0006675



前書き

ヒトフィブロネクチンに対する高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。細胞接着、創傷治癒、がんに関与する細胞外マトリックス糖タンパク質を標的とし、研究およびIVD開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブロネクチン ウサギmAb
備考／別名	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectin; Fibronectin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2335
遺伝子ID	2335
免疫原	組換えタンパク質：ヒトフィブロネクチン (NP_997647.2) のアミノ酸394～614に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02751
タンパク質分子量	71-73kDa/221-272kDa
発送方法	氷袋