


Wb、Elisa用 抗Fig4ポリクローナル抗体 - Q92562

商品番号: CM0013176



前書き

ヒトFIG4ホスホイノシチドホスファターゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応性あり。PI(3,5)P2代謝および神経変性疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FIG4 ウサギ pAb
備考/別名	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dJ249I4.1; FIG4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9896
免疫原	ヒトFIG4 (NP_055660.1) のアミノ酸608-907に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92562
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ