

Anti-Filaggrin (Flg) ウサギモノクローナル抗体 For If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

商品番号: CM0011238



前書き

IF-P、IHC-

P、ELISA用の高品質FLGウサギモノクローナル抗体。ヒトフィラグリン(435kDa)と特異的に反応。表皮分化、皮膚バリア、皮膚疾患研究に最適。氷袋で発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLG ウサギ mAb
備考/別名	FLG1, ATOD2, FLG-1
種	ヒト
GeneID	2312
免疫原	組換えフラグメント
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20930
タンパク質分子量	435kDa
発送方法	氷袋