

Anti-Filaggrin Rabbit Monoclonal Antibody For If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

商品番号: CM0009865



前書き

IF-P、IHC-P、ELISA用に検証された、ヒトフィラグリン（FLG、435 kDa）を標的とするウサギモノクローナル抗体。フィラグリンは表皮分化中にケラチンフィラメントを凝集させ、皮膚バリア研究において不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Filaggrin Rabbit mAb
備考/別名	FLG1; ATOD2; FLG-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2312
GeneID	2312
免疫原	ヒトFLG (NP_002007.1) のアミノ酸198-288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20930
タンパク質分子量	435 kDa
配送	氷袋