

Wb、Elisa用 抗フィラミンA モノクローナル抗体 - P21333

商品番号: CM0012497



前書き

ヒトフィラミンA (FLNA)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。アクチン細胞骨格の構築、細胞遊走、シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィラミンA ウサギ mAb
備考/別名	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamin A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2316
遺伝子ID	2316
免疫原	合成ペプチド ヒトフィラミンA (P21333) のアミノ酸2548-2647に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21333
タンパク質分子量	281kDa
発送	保冷バッグ