

抗Filamin A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P21333

商品番号: CM0022447



前書き

ヒトFilamin A（FLNA、ABP-280）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞骨格、接着、シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Filamin A ウサギpAb
別名	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamin A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2316
GeneID	2316
免疫原	ヒトFilamin A（NP_001104026.1）のアミノ酸2348～2647番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21333
タンパク質分子量	281kDa
輸送方法	氷袋