


抗Filamin-B (Flnb) ポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途) - O75369

商品番号: CM0019383



前書き

ヒトFLNB (Filamin-B) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウス およびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格動態および細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLNB ウサギpAb
別名	AOI, FHL, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLNL1, ABP-278, ABP-280, FLNB
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2317
免疫原	ヒトFLNB (NP_001157789.1) のアミノ酸1686~1785番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75369
タンパク質分子量	278kDa
輸送方法	保冷剤