

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Filamin-C ポリクローナル抗体 - Q14315

商品番号: CM0014138



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの Filamin-C

(FLNC)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。筋節組立および筋疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLNC ウサギ pAb
備考/別名	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2318
GeneID	2318
免疫原	ヒトFLNC (NP_001449.3) のアミノ酸2160-2340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14315
タンパク質分子量	291kDa
発送	保冷剤