

Wb、Elisa用 Anti-Filip1L ポリクローナル抗体 - Q4L180

商品番号: CM0019804

前書き

FILIP1L (DOC1, GIP130)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WBおよびELISAで検証済みです。抗血管新生活性および腫瘍血管の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FILIP1L Rabbit pAb
備考/別名	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11259
遺伝子ID	11259
免疫原	ヒトFILIP1L (NP_878913.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q4L180
タンパク質分子量	130kDa
配送	氷袋