

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fkbp10 モノクローナル抗体 - Q96Ay3

商品番号: CM0006511

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギモノクローナル FKBP10 抗体。ヒトFKBP10（64kDaのERに局在するPPIaseで、タンパク質フォールディングに関与し、骨形成不全症と関連）を認識します。研究および体外診断用医薬品（IVD）開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP10 ウサギ mAb
備考/別名	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10
種	ヒト
GeneID	60681
免疫原	ヒトFKBP10（NP_068758.3）のアミノ酸303-582に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96AY3
タンパク質分子量	39kDa/64kDa
発送	保冷剤