

Anti-Fkbp10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q96Ay3

商品番号: CM0016945

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のKO検証済み抗FKBP10ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。FKBP10は小胞体腔内に位置するペプチジルプロリルシス-トランスイソメラーゼであり、タンパク質の折りたたみに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] FKBP10 Rabbit pAb
備考/エイリアス	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60681
遺伝子ID	60681
免疫原	組換えタンパク質[ヒトFKBP10 (NP_068758.3) のアミノ酸303-582に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96AY3
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋