

Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

商品番号: CM0011652

前書き

FKBP10 Rabbit

PolymAb®は、ヒト、マウス、ラットのFKBP10を検出する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、タンパク質フォールディング、コラーゲン生合成、および骨の発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP10 Rabbit PolymAb®
備考/別名	O16; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60681
GeneID	60681
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AY3
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋