

Wb、Elisa用抗Fkbp11ポリクローナル抗体 - Q8N573

商品番号: CM0021158

前書き

FKBP11を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。酸化ストレス耐性、ゴルジ体pH調節、神経保護の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP11 ウサギpAb
備考/別名	FKBP19; FKBP11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51303
GeneID	51303
免疫原	ヒトFKBP11 (NP_057678.1) のアミノ酸28～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N573
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	氷袋