

Anti-Fkbp12 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P62942

商品番号: CM0003046



前書き

ヒトFKBP12を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに特異的。TGF- β シグナル伝達、タンパク質フォールディング、およびリアノジン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP12 Rabbit mAb
備考/別名	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2280
遺伝子ID	2280
免疫原	ヒトFKBP12 (P62942) のアミノ酸29-108領域内の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62942
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋