

抗Fkbp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P26885

商品番号: CM0022559



前書き

ペプチジルプロリル・シス-

トランスイソメラーゼであるFKBP2 (FKBP13)

を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。タンパク質の折り畳みや免疫フィリンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	FKBP13; PPIase; FKBP-13; FKBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2286
遺伝子ID	2286
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P26885
タンパク質重量	16kDa
配送	アイスバッグ