


Anti-Fkbp3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q00688

商品番号: CM0027148



前書き

WB、IP、ELISA用として検証されたAnti-FKBP3ラビットポリクローナル抗体。ヒトFKBP3（ペプチジルプロリルイソメラーゼ活性を持つ核内イムノフィリン）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP3 Rabbit pAb
備考/別名	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2287
GeneID	2287
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00688
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋