

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Fkbp38/Fkbp8 ウサギポリクローナル抗体 - Q14318

商品番号: CM0029846



前書き

ヒトFKBP38/FKBP8に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。分子量45 kDa。アポトーシスおよびウイルス感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP38/FKBP8 ウサギ pAb
備考/別名	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23770
遺伝子ID	23770
免疫原	ヒトFKBP38/FKBP8 (NP_036313.3) のアミノ酸60-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14318
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ