


Wb、Elisa用抗Fkbp51/Fkbp5ポリクローナル抗体 - Q13451

商品番号: CM0027122



前書き

FKBP51/FKBP5に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAでの性能が確認されています。ステロイドホルモン受容体輸送、Aktシグナル伝達、イムノフィリン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP51/FKBP5 ウサギ pAb
備考／別名	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2289
遺伝子ID	2289
免疫原	ヒトFKBP51/FKBP5 (NP_001139247.1) のアミノ酸308～457番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13451
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	氷袋