

Anti-Fkbp51/Fkbp5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

商品番号: CM0011946



前書き

FKBP51/FKBP5 (Q13451)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットとの反応性を確認済みで、WB、IHC-P、ELISA

で検証されています。標的は、ステロイド受容体のトラフィッキング、Aktシグナル伝達、NF-kB活性化に関与する51

kDaのイムノフィリンです。シグナル伝達および免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP51/FKBP5 Rabbit mAb
備考/別名	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2289
遺伝子ID	2289
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13451
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋