

抗Fkbp52/Fkbp4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa向け） - Q02790

商品番号: CM0027291



前書き

ヒトFKBP52/FKBP4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを認識します。推定分子量は52 kDaです。イムノフィリンおよびステロイド受容体コシャペロンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP52/FKBP4 ウサギpAb
備考/別名	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	2288
GeneID	2288
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFKBP52/FKBP52/FKBP4 (NP_002005.1)のアミノ酸220~459に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02790
タンパク質分子量	52kDa
発送	氷袋