

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fkbp52/Fkbp4ウサギモノクローナル抗体 - Q02790

商品番号: CM0011863



前書き

ヒトFKBP52/FKBP4 (SWISS: Q02790) を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ステロイド受容体複合体およびイムノフィリン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP52/FKBP4ウサギmAb
備考／別名	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
種	ヒト
遺伝子ID	2288
免疫原	ヒトFKBP4 (Q02790) のアミノ酸1〜92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02790
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ