


Wb、Elisa用抗Fkrpポリクローナル抗体 - Q9H9S5

商品番号: CM0013237



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのFKRPウサギポリクローナル抗体。ラットとの交差反応性を有します。ジストログリカンの糖鎖修飾に関与するリビトール5-リン酸転移酵素を標的とします。筋ジストロフィー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKRPウサギpAb
備考／別名	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79147
遺伝子ID	79147
免疫原	ヒトFKRPのアミノ酸30～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_077277.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9H9S5
タンパク質分子量	55 kDa
輸送条件	保冷剤