


抗Flad1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nff5

商品番号: CM0013160



前書き

ヒトFLAD1（FADシンターゼ/ジホスファターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスサンプル中の約65 kDaのFLAD1タンパク質の内在性レベルを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLAD1 ウサギpAb
別名	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
対象種	ヒト
遺伝子ID	80308
免疫原	ヒトFLAD1（NP_079483.3）のアミノ酸388～587番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NFF5
タンパク質分子量	65kDa
発送	氷袋