

Wb、Elisa用Anti-Flapウサギモノクローナル抗体 - P20292

商品番号: CM0002168



前書き

ヒトFLAP（アラキドン酸5-リポキシゲナーゼ活性化タンパク質）を標的とする、WBおよびELISAアプリケーション用の高品質なウサギモノクローナル抗体。ロイコトリエン生合成および炎症研究において検証済み。反応性種：ヒト。タンパク質分子量：18kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLAP Rabbit mAb
備考/別名	FLAP
種	ヒト
GeneID	241 (Human)
免疫原	ヒトFLAP (P20292) のアミノ酸62-161内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20292
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ