

Wb、If/Icc、Elisa用抗Flcnウサギポリクローナル抗体 - Q8Nfg4

商品番号: CM0012938



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナルFLCN抗体；ヒト、マウス、ラットに反応します。mTORC1シグナル伝達、オートファジー、Birt-Hogg-Dubé症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLCNウサギpAb
備考/別名	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
種	ヒト
GeneID	201163
免疫原	ヒトFLCN (NP_659434.2) の341～579アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFG4
タンパク質分子量	64kDa
配送	保冷剤