

抗FlI1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用途） - Q01543

商品番号: CM0029524



前書き

ヒトFLI1（EWSR2、FLI-1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティング、免疫沈降、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウス試料中のFLI1を認識し、転写制御や発がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLI1 ウサギ pAb
別名	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2313
遺伝子ID	2313
免疫原	ヒトFLI1（NP_002008.2）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q01543
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤