

Wb、Ihc-P、Elisa用抗フロティリン-1モノクローナル抗体 - O75955

商品番号: CM0012137



前書き

KO検証済み、抗フロティリン-1ウサギモノクローナル抗体、WB、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応。カベオラ足場タンパク質FLOT1 (O75955)を標的。膜ラフト、エンドソーム、カベオラ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] フロティリン1 ウサギ mAb
備考/別名	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10211
GeneID	10211
免疫原	ヒトフロティリン1のアミノ酸155-427に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005794.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75955
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ