

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗フロチリン-1 ポリクローナル抗体 - O75955

商品番号: CM0030451



前書き

ウサギ由来のフロチリン-

1に対するポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのフロチリン-1（47 kDa）を検出。カベオラと膜ラフト研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Flotillin 1 Rabbit pAb
備考/別名	FLOT1
種	ヒト
遺伝子ID	10211
免疫原	ヒトフロチリン1（NP_005794.1）のアミノ酸155-427に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75955
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ