

Anti-Flotillin 1 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - O75955

商品番号: CM0020982



前書き

Flotillin

1 (FLOT1) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット (WB)、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。カベオリンおよび膜ラフト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Flotillin 1 ウサギ pAb
備考/別名	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10211
GeneID	10211
免疫原	ヒトFlotillin 1 (NP_005794.1) のアミノ酸128〜427番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75955
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤同梱