

Wb、Elisa用抗Flowering Locus T（Ft）ポリクローナル抗体 - Q9Sxz2

商品番号: CM0022652



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの、シロイヌナズナFLOWERING LOCUS T（FT）に対するウサギポリクローナル抗体。植物発生研究におけるフロリゲンシグナル伝達および開花時期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTウサギpAb
備考／別名	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
種	シロイヌナズナ
GeneID	842859
免疫原	合成ペプチド シロイヌナズナFT（NP_176726.1）のアミノ酸70～150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	Q9SXZ2
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ