


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Flt3ポリクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0018473



前書き

ヒトFLT3（CD135/FLK2/STK1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。腫瘍学および造血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLT3 Rabbit pAb
備考/別名	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
種	ヒト
遺伝子ID	2322
免疫原	ヒトFLT3（NP_004110.2）のアミノ酸701～800領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36888
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	氷袋梱包