


## Fc、Elisa用抗Flt3/Cd135モノクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0006531



## 前書き

ヒトFlt3/CD135に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーとELISAでの検証が完了しています。造血分化と白血病発生において重要なFLT3受容体チロシンキナーゼを検出します。ヒト試料と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Flt3/CD135 ウサギmAb                                           |
| 備考 / 別名  | FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135                        |
| 対象種      | ヒト                                                          |
| GeneID   | 2322                                                        |
| 免疫原      | ヒトFlt3/CD135 (NP_004110.2) のアミノ酸27～163番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                         |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                   |
| 用途       | FC、ELISA                                                    |
| 交差反応性    | ヒト                                                          |
| SWISS    | P36888                                                      |
| タンパク質分子量 | 108kDa/113kDa                                               |
| 配送方法     | 氷袋                                                          |