

Wb、Elisa用 Anti-Flywch2 ポリクローナル抗体 - Q96Cp2

商品番号: CM0021300

前書き

ヒトFLYWCH2を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。リン酸化タンパク質関連経路やプロテオミクス研究の調査に最適です。氷袋便で発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLYWCH2 Rabbit pAb
備考/別名	FLYWCH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114984
GeneID	114984
免疫原	ヒトFLYWCH2 (NP_612448.1) のアミノ酸51-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96CP2
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋便