

Anti-Fmo1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q01740

商品番号: CM0024494

前書き

ヒトフラビン含有モノオキシゲナーゼ1（FMO1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットとの交差反応性があり、WB、IF-P、ELISAで検証済みです。異物代謝およびタウリン合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FMO1 Rabbit pAb
備考/別名	FMO1; flavin containing monooxygenase 1
種	ヒト
GeneID (human)	2326
GeneID	2326
免疫原	ヒトFMO1（NP_002012.1）のアミノ酸371-470領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q01740
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋