

Wb、If-P、Elisa用抗Fmo3ウサギモノクローナル抗体 - P31513

商品番号: CM0003470

前書き

ヒトFMO3に対するウサギモノクローナル抗体で、W B、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの試料を用いた肝薬物代謝およびトリメチルアミンN-オキシド産生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FMO3 ウサギmAb
備考/別名	TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2328
GeneID	2328
免疫原	合成ペプチド ヒトFMO3（P31513）のアミノ酸300～400領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31513
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋