

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fmrpモノクローナル抗体 - Q06787

商品番号: CM0004303



前書き

ヒトFMRPに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脆弱性X症候群およびシナプス可塑性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FMRP Rabbit mAb
備考/別名	POF, FMRP, POF1, FRAXA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2332
GeneID	2332
免疫原	合成ペプチド ヒトFMRP (Q06787) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06787
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋