

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Fmrp ポリクローナル抗体 - Q06787

商品番号: CM0027197



前書き

FMRP（脆弱Xメッセンジャーリボヌクレオプロテイン1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。神経発達とシナプス可塑性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FMRP ウサギ pAb
備考/別名	POF; FMRP; POF1; FRAXA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2332
GeneID	2332
免疫原	ヒトFMRP (NP_002015.1) のアミノ酸500-600に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06787
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ